


E 328

Indlæg

til optimal anbringelse af instrumenter, der står op.



- Indsatsen kan klare stående instrumenter

EAN: 4002511117051 / Materiale nummer: 02795940 /  
Gammelt materiale nummer: 69732801D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
<b>Produktkategori</b>	
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	15
Udvendigt mål, nettobredde i mm	34
Udvendigt mål, nettodybde i mm	145
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,06
Bruttovægt i kg	0,07