

E 379

Indsats

til anbringelse af diverse instrumenter.



- 0,8 mm trådplet, 1,7 mm maskebredde, 5 mm rammer hele vejen rundt
- Udstyret med 2 bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002511116450 / Materiale nummer: 03203500 /  
Gammelt materiale nummer: 69537901D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	110
Udvendigt mål, nettobredde i mm	180
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	135
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	235
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	485
Nettovægt i kg	0,72
Bruttovægt i kg	1,25