

E 146

Indsats

til optimal anbringelse af diverse instrumenter.



- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 8 mm
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002511116009 / Materiale nummer: 03346680 /
Gammelt materiale nummer: 69514601D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	150
Udvendigt mål, nettodybde i mm	225
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	245
Nettovægt i kg	0,61
Bruttovægt i kg	0,70