

SD-B
Injektordyse
til butyrometer.



- Til injektorvogn
- Inkl. gevind, 4 x 140 mm*

* Inkl. gevind, diameter 4 x 140 mm, plus svejset, fladtrykt dyse, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materiale nummer: 03583540 /
Gammelt materiale nummer: 69708001D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	240
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Diameter i mm	4
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,02