


O 175
Overkurv
til optimal anbringelse af laboratorieglass.



- Til påsætning af glas med smal hals og laboratorieglass
- Fyldningshøjde: 170 mm mm*
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Ikke mulighed for pulverdosering

* Afhængigt af laboratorieglass kan maks. fyldningshøjde være mindre

EAN: 4002511114876 / Materiale nummer: 03807410 /
Gammelt materiale nummer: 69117501D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	170
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	33
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	412
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	6,30
Bruttovægt i kg	7,20
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	33
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	33