


O 176

Overkurv

til optimal anbringelse af MIC-, artroskopi- og urologi-instrumenter.



- Udstyret med 14 injektordyser/ tragte
- Indsatser til venstre, hulrumsinstr. til højre (op til 500 mm)
- Fyldningshøjden til venstre er 360 +/- 20 mm
- Ikke mulighed for pulverdosering
- Ingen spulearm, med tilslutning til varmlufttørring

EAN: 4002511114890 / Materiale nummer: 03807420 /
Gammelt materiale nummer: 69117601D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Kapacitet	
Instrumenter med hulrum [antal]	10
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	409
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	545
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	400
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	4,80
Bruttovægt i kg	6,50
Tilbehørspakke	
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	2
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	2
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antal]	1
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	1
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	1
Spuledyse Ø 2,5 mm [antal]	2
Spuledyse Ø 4 mm [antal]	4
Tragt [antal]	4