

O 184

Overkurv

til optimal anbringelse af fx små centrifugerør, vials eller reagensglas.



- Udstyret med 96 injektordyser
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Fyldningshøjde: 170 mm mm
- Ikke mulighed for pulverdoser

EAN: 4002511114937 / Materiale nummer: 03807480 /
Gammelt materiale nummer: 69118401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Kurv til rør	•
Kurv til reagensglas	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Maksimum fyldningshøjde i mm	170
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af reagensglas	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	96
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	468
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,50
Bruttovægt i kg	5,70
Tilbehørspakke	
ID 110 injektordyse Ø 2,5 mm, længde 110 mm [antal]	96