

U 167

Underkurv

til optimal anbringelse af anæstesi-utensilier.



- Til 4 natronkalkbeholdere, 9 sekretglas og div. utensilier
- 20 holdere, højde 200 mm mm, afstand ca. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Materiale nummer: 03807600 /
Gammelt materiale nummer: 69116702D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Underkurv	•
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
Støtteafstand i mm	95
Støttehøjde i mm	200
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	220
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	516
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	240
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	550
Nettovægt i kg	3,10
Bruttovægt i kg	4,60