


E 110

Indsats

Til optimal anbringelse af bægerglas op fra 250 til 600 ml.



- Egnet til 10 bægerglas på 250–600 ml
- Udstyret med 10 x 3 holdestave
- Kan sættes i underkurven

EAN: 4002511115736 / Materiale nummer: 03808390 /

Gammelt materiale nummer: 69511001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til bægerglas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Tråd, rilsanbelagt
Farve	Rustfrit stål, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Bægerglas [antal]	10
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	175
Udvendigt mål, nettobredde i mm	230
Udvendigt mål, nettodybde i mm	460
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	250
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	230
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	505
Nettovægt i kg	0,83
Bruttovægt i kg	1,35