


E 124

Indsats

til optimal anbringelse af infusionsflasker. Areal mål 100 x 100 mm.



- 16 rum, rummål: 100 x 100 mm (flaske), 48 x 48 mm (hals)
- Kan sættes i underkurven

EAN: 4002511115811 / Materiale nummer: 03808500 /
Gammelt materiale nummer: 69512401D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	16
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	148
Udvendigt mål, nettobredde i mm	460
Udvendigt mål, nettodybde i mm	460
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	480
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	480
Nettovægt i kg	1,44
Bruttovægt i kg	1,80