

E 124

Indsats

til optimal påfyldning af infusionskolber. Mål: 100 x 100 mm.



- 16 rum, rummål: 100 x 100 mm (flaske), 48 x 48 mm (hals)
- Kan settes i underkurven

EAN: 400251115811 / Materiale nummer: 03808500 /  
Gammelt materiale nummer: 69512401D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til diverse flasker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	16
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	148
Udvendigt mål, nettobredde i mm	460
Udvendigt mål, nettodybde i mm	460
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	480
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	480
Nettovægt i kg	1,44
Bruttovægt i kg	1,80