


E 125

Indsats

til optimal anbringelse af infusionsflasker. Areal mål 125 x 125 mm.



- 9 rum, flademål: 125 x 125 mm (flaske), 55 x 55 mm (hals)
- Kan sættes i underkurven

EAN: 4002511115828 / Materiale nummer: 03808510 /
Gammelt materiale nummer: 69512501D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	9
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	224
Udvendigt mål, nettobredde i mm	460
Udvendigt mål, nettodybde i mm	460
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	245
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	480
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	480
Nettovægt i kg	1,81
Bruttovægt i kg	2,56