


E 126

Indsats

til optimal anbringelse af infusionsflasker. Areal mål 45 x 45 mm.



- 48 rum, flademål: 45 x 45 mm (flaske), 28 x 28 mm (hals)

EAN: 4002511115835 / Materiale nummer: 03808520 /
Gammelt materiale nummer: 69512601D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	48
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	83
Udvendigt mål, nettobredde i mm	445
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	475
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	475
Nettovægt i kg	1,92
Bruttovægt i kg	2,05