


E 127

Indsats

til optimal anbringelse af infusionsflasker. Areal mål 57 x 57 mm.



- 20 rum, flademål: 57 x 57 mm (flaske), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115842 / Materiale nummer: 03808530 /  
Gammelt materiale nummer: 69512701D

<b>Produkttilknytning</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til diverse flasker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	20
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	102
Udvendigt mål, nettobredde i mm	445
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	475
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	475
Nettovægt i kg	1,78
Bruttovægt i kg	2,10