

E 134
 Indsats
 til optimal anbringelse af 210 objektglas.



- Eget til 210 objektglas
- Udstyret med 26 rum på 11 mm x 26 mm, trådtykkelse 3 mm

EAN: 4002511115897 / Materiale nummer: 03808600 /
 Gammelt materiale nummer: 69513401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	26
Ventilatorbredde i mm	11
Ventilatorlængde i mm	26
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Objektholdere [antal]	210
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	73
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	230
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	460
Nettovægt i kg	1,50

E 134
Indsats
til optimal anbringelse af 210 objektglas.

EAN: 4002511115897 / Materiale nummer: 03808600 /

Gammelt materiale nummer: 69513401D

Bruttovægt i kg

1,61

