


E 144

Indsats

til optimal anbringelse af op til 18 bægerglas.



- Til 18 bægerglas
- Udstyret med 18 x 3 holdestave
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002511115996 / Materiale nummer: 03808710 /
Gammelt materiale nummer: 69514401D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Tråd, rilsanbelagt
Farve	Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Bægerglas [antal]	18
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	131
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	180
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	250
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	490
Nettovægt i kg	1,37
Bruttovægt i kg	1,38