

E 351

Injektordyse

til optimal rengøring af service. Størrelse 4 x 160 mm.



- Til indsatsen i en injektorvogn
- Kan kombineres med fiksering E 353
- Ø 4 x 160 mm, kan skrues

EAN: 4002511117075 / Materiale nummer: 03809500 /

Gammelt materiale nummer: 69735101D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	4
Udvendigt mål, nettodybde i mm	4
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	4
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,02