

E 352  
Injektordyse  
til optimal rengøring af service.



- Til indsatsen i en injektorvogn
- Kan kombineres med fiksering E 354
- Ø 6 x 220 mm, kan skrues

EAN: 4002511117082 / Materiale nummer: 03809510 /  
Gammelt materiale nummer: 69735201D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorieopvaskemaskiner	•
Store laboratorieopvaskemaskiner	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	220
Udvendigt mål, nettobredde i mm	10
Udvendigt mål, nettodybde i mm	10
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	20
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	30
Diameter i mm	6
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,03