

E 353

Fiksering

højdeindstillelig, til optimal placering af laboratorieglass på dysen.



- Til injektordyse E 351
- Højdejusterbar fiksering
- Egnet til fx flasker, Erlenmeyerkolber og rundkolber

EAN: 4002511117099 / Materiale nummer: 03809530 /

Gammelt materiale nummer: 69735301D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Andet tilbehør	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt, Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	100
Udvendigt mål, nettobredde i mm	45
Udvendigt mål, nettodybde i mm	160
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	100
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,04