

E 355

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 16 injektordyser
- Kan tildeles halvt med andre indsatser

EAN: 4002511116191 / Materiale nummer: 03809560 /
Gammelt materiale nummer: 69535501D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogn til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	16
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	545
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	5,80
Bruttovægt i kg	6,40
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	7
E 352 injektordyse Ø 6 mm, længde 220 mm [antal]	9
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	7
E 354 lås til injektordyse E 352 [antal]	9
Sprøjtedyse til pulverdoseringsanlæg [antal]	1