

E 362
Skrue
til lukning af forskruninger på mobile units.



- Gevind M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Materiale nummer: 03809630 /
Gammelt materiale nummer: 69736201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	14
Udvendigt mål, nettobredde i mm	10
Udvendigt mål, nettodybde i mm	10
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	170
Diameter i mm	10
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01