

E 364

Indsats

til optimal anbringelse af 36 flaskesutter med bred hals.



- Til påsætning af 36 flaskesutter med bred hals
- Udstyret med 36 rum på 44 mm x 44 mm
- Sammenklappeligt og aftageligt låg

EAN: 4002511116290 / Materiale nummer: 03809640 /
Gammelt materiale nummer: 69536401D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	36
Ventilatorbredde i mm	44
Ventilatorlængde i mm	44
Anvendelsesområde	
Genbehandling af sutteflasker	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	77
Udvendigt mål, nettobredde i mm	215
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	235
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	460
Nettovægt i kg	1,48
Bruttovægt i kg	1,91