

E 367

Vogn

til optimal anbringelse af inkubationsmateriale.



- 20 dyser Ø 2,5 x 30 mm, 25 dyser Ø 4,0 x 30 mm (5 vedlægges)
- 40 holdefjedre til dyser
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002511116337 / Materiale nummer: 03809710 /
Gammelt materiale nummer: 69536701D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	515
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	490
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	6,20
Bruttovægt i kg	10,00