

E 373

Indsats

til optimal anbringelse af ØNH-instrumenter.



- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 3 mm
- Udstyret med 28 lodrette holdestave
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002511116405 / Materiale nummer: 03809790 /
Gammelt materiale nummer: 69537301D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	150
Udvendigt mål, nettodybde i mm	225
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	240
Nettovægt i kg	0,66
Bruttovægt i kg	0,77