


E 373

Indsats

til optimal anbringelse af ØNH-instrumenter.



- Maskebredde i bund 3 mm, side 1,7 mm, låg 3 mm
- Udstyret med 28 lodrette holdestave
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 400251116405 / Materiale nummer: 03809790 /

Gammelt materiale nummer: 69537301D

| | |
|---|---------------|
| Produktkategori | |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Produkttilknytning | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8534 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategori | |
| Indsats til ØNH-instrumenter | • |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af ØNH-instrumenter | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Standard eltilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00-0,00 |
| Sikring i A | 0-0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 55 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 150 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 225 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 80 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 170 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 240 |
| Nettovægt i kg | 0,66 |
| Bruttovægt i kg | 0,78 |