

E 381

Vogn

til optimal anbringelse af inkubationsmateriale.



- 20 dyser Ø 4,0 x 30 mm, 5 dyser Ø 2,5 x 30 mm, vedlægges
- 6 x E 466 injektordyse til ventilationspose, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 injektordyse til ventilationsbælg, Ø 8,0 x 193 mm
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002511116474 / Materiale nummer: 03809890 /
Gammelt materiale nummer: 69538101D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Standard ettilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	515
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	540
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	500
Nettovægt i kg	6,80
Bruttovægt i kg	8,70