

E 406

Vogn

til optimal anbringelse af op til 116 pipetter.



- Til 116 pipetter op til 450 mm
- Arealstørrelse 16 x 16 mm
- Komplet med monteringsramme i en højde på 150 mm
- Uden holdeanordning til magnetliste til aut. vognregistrering

EAN: 4002511116665 / Materiale nummer: 03810110 /  
Gammelt materiale nummer: 69540601D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn til pipetter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipetter [antal]	116
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	500
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	4,90
Bruttovægt i kg	6,90