

E 408

Vogn

til optimal anbringelse af op til 96 pipetter.



- Til 96 pipetter op til 450 mm
- Arealstørrelse 16 x 16 mm
- Komplet med monteringsramme i en højde på 150 mm
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring

EAN: 4002511116689 / Materiale nummer: 03810130 /
Gammelt materiale nummer: 69540801D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogn til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	96
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	540
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	500
Nettovægt i kg	5,50
Bruttovægt i kg	7,10