


E 413

Indsats

til optimal anbringelse af udsugningsslanger.



- Til 6 sugeslanger system Sirona
- Kan anvendes i overkurv O177/1

EAN: 4002511124486 / Materiale nummer: 03810180 /
Gammelt materiale nummer: 68741301D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Slanger [antal]	6
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	205
Udvendigt mål, nettobredde i mm	390
Udvendigt mål, nettodybde i mm	450
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	250
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	485
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	495
Nettovægt i kg	1,40
Bruttovægt i kg	1,41