

E 414

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 37 injektordyser
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002511116733 / Materiale nummer: 03810190 /
Gammelt materiale nummer: 69541401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogn til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	37
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	545
Nettovægt i kg	6,10
Bruttovægt i kg	7,10
Tilbehørspakke	
ID 90 injektordyse Ø 2,5 mm, længde 90 mm [antal]	4
ID 110 injektordyse Ø 2,5 mm, længde 110 mm [antal]	3
ID 140 injektordyse Ø 4 mm, længde 140 mm [antal]	5
ID 160 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	5
ID 180 injektordyse Ø 4 mm, længde 180 mm [antal]	5
ID 200 injektordyse Ø 6 mm, længde 200 mm [antal]	5
ID 220 injektordyse Ø 6 mm, længde 220 mm [antal]	5
ID 220 injektordyse Ø 6 mm, længde 240 mm [antal]	5
Sprøjtedyse til pulverdoseringsanlæg [antal]	1