


A 13
Låg
til fiksering af sarte servicedele.



- Låg af rustfrit stål
- 1 mm trådflet, 8 mm maskebredde, 4 mm rammer hele vejen rundt
- Til indsatser E 103, E 104, E 105 og E 139 ved behov for udskiftning

EAN: 4002511117204 / Materiale nummer: 03810200 /
Gammelt materiale nummer: 69745001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Låg	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	320
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	20
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	220
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,14
Bruttovægt i kg	0,25