


UTS
Utensilikasse
til perfekt rengøring af smådele.



- Udstyret med et låg
- 3 Rum på ?? x ??

EAN: 400251117143 / Materiale nummer: 03810260 /
Gammelt materiale nummer: 69741001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	3
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	93
Udvendigt mål, nettobredde i mm	102
Udvendigt mål, nettodybde i mm	350
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	110
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	400
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	605
Nettovægt i kg	0,75
Bruttovægt i kg	1,00