


ID 110

Injektordyse

med kunststofstiver, Ø 3 mm, længde 110 mm.



- Til gængse injektorkurve og -vogne
- Egnede til fx målecylindere, målekolber og reagensglas

EAN: 4002511116979 / Materiale nummer: 03810330 /  
Gammelt materiale nummer: 69711001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	32
Udvendigt mål, nettobredde i mm	32
Udvendigt mål, nettodybde i mm	111
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	32
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	3
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,01