

ID 140

Injektordyse

med kunststofstiver, Ø 4 mm, længde 140 mm.



- Til gængse injektorkurve og -vogne
- Egnet til fx målecylindere, målekolber og reagensglas

EAN: 4002511116986 / Materiale nummer: 03810340 /  
Gammelt materiale nummer: 69714001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	55
Udvendigt mål, nettodybde i mm	140
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	145
Diameter i mm	4
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,02