


ID 160

Injektordyse

med kunststofstiver, Ø 4 mm, længde 160 mm.



- Til gængse injektorkurve og -vogne
- Egnede til fx målecylindere, målekolber og reagensglas

EAN: 4002511116993 / Materiale nummer: 03810350 /

Gammelt materiale nummer: 69716001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	55
Udvendigt mål, nettodybde i mm	160
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	55
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	160
Diameter i mm	4
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02