


ID 200

Injektordyse

med kunststofstiver, Ø 6 mm, længde 200 mm.



- Til gængse injektorkurve og -vogne
- Egnede til fx målecylindere, målekolber og reagensglas

EAN: 4002511117013 / Materiale nummer: 03810380 /
Gammelt materiale nummer: 69720001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	55
Udvendigt mål, nettodybde i mm	200
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	107
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	130
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	200
Diameter i mm	6
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,14