


ID 220

Injektordyse

med kunststofstiver, Ø 6 mm, længde 220 mm.



- Til gængse injektorkurve og -vogne
- Egnede til fx målecylindere, målekolber og reagensglas

EAN: 4002511117020 / Materiale nummer: 03810390 /  
Gammelt materiale nummer: 69722001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	55
Udvendigt mål, nettodybde i mm	220
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	60
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	60
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	220
Diameter i mm	6
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02