


E 136

Indsats

Til optimal anbringelse af 56 petrihalvskåle.



- Til 56 petrihalvskåle med Ø 100 mm
- Udstyret med 56 holdere, på 70 mm højde, afstand ca. 26 mm
- Kan sættes i underkurven
- Kapaciteten kan fordobles med indsats E 137

EAN: 4002511115941 / Materiale nummer: 03830280 /
Gammelt materiale nummer: 69513601D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til petrihalvskåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	26
Støttehøjde i mm	70
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Petrihalvskåle [antal]	56
Standard ilttilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	485
Udvendigt mål, nettobredde i mm	145
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	150
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	450
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	535
Nettovægt i kg	2,10

E 136

Indsats

Til optimal anbringelse af 56 petrihalvskåle.

EAN: 4002511115941 / Materiale nummer: 03830280 /

Gammelt materiale nummer: 69513601D

Bruttovægt i kg

2,50

