

E 137

Indsats

Til optimal anbringelse af 56 petrihalvskåle.



- Til 56 petrihalvskåle med Ø 100 mm
- Udstyret med 56 holdere, på 70 mm højde, afstand ca. 26 mm
- Kan sættes i underkurven
- Kan monteres på indsats E 136

EAN: 4002511115958 / Materiale nummer: 03830290 /
Gammelt materiale nummer: 69513701D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til petrihalvskåle	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	26
Støttehøjde i mm	70
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Kapacitet	
Petrihalvskåle [antal]	56
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	485
Udvendigt mål, nettobredde i mm	445
Udvendigt mål, nettodybde i mm	95
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	140
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	580
Nettovægt i kg	2,02
Bruttovægt i kg	3,45