

E 142

Indsats

til anbringelse af diverse instrumenter.



- 1 mm trådflet, 5 mm maskebredde, 5 mm rammer hele vejen rundt
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag
- Den maksimale bæreevne er 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materiale nummer: 03830300 /
Gammelt materiale nummer: 69514201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	255
Udvendigt mål, nettodybde i mm	480
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	280
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	515
Nettovægt i kg	0,70
Bruttovægt i kg	0,86