

E 143

Indsats

til optimal anbringelse af diverse instrumenter.



- 1 mm trådflet, 5 mm maskebredde, 5 mm rammer hele vejen rundt
- Udstyret med 2 drejelige bærehåndtag

EAN: 4002511115989 / Materiale nummer: 03830310 /  
Gammelt materiale nummer: 69514301D

<b>Produkttilknytning</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategori</b>	
Sikurve	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	255
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	285
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	260
Nettovægt i kg	0,49
Bruttovægt i kg	0,70