

E 402

Indsats

til optimal anbringelse af op til 44 urglas.



- Til 44 urglas med Ø 80-125 mm
- Udstyret med 23 stivere i en afstand på 15 mm

EAN: 4002511116627 / Materiale nummer: 03830420 /  
Gammelt materiale nummer: 69540201D

<b>Produkttilknytning</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til urglas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	15
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Urglas [antal]	44
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	53
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	220
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	450
Nettovægt i kg	0,92
Bruttovægt i kg	1,14