

E 403

Indsats

til optimal anbringelse af op til 105 urglas.



- Til 105 urglas med Ø 50-60 mm
- Udstyret med 36 stivere i en afstand på 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materiale nummer: 03830430 /
Gammelt materiale nummer: 69540301D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til urglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	9
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Urglas [antal]	105
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	35
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	510
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	280
Nettovægt i kg	1,32
Bruttovægt i kg	1,48