


A 3
Afdækningsnet
til afdækning af service i indsatser.



- Metalrammer, rilsaneret, med kunststofnet
- Egnet til 1/4-indsatser
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materiale nummer: 03830470 /
Gammelt materiale nummer: 69500301D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Afdækning	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt, Kunststof
Farve	Grøn, Hvid, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	206
Udvendigt mål, nettodybde i mm	206
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	10
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	210
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	200
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	0,32