


O 187

Overkurv

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 34 injektordyser
- Fyldningshøjde 170 mm mm*
- Ikke mulighed for pulverdosering

* Afhængigt af laboratorieglass kan maks. fyldningshøjde være mindre.

EAN: 4002511808881 / Materiale nummer: 03881640 /
Gammelt materiale nummer: 69118701D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	170
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	34
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	531
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	5,60
Bruttovægt i kg	6,50
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	34
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	34