


A 14  
Låg  
til fiksering af sarte servicedele.



- Låg af rustfrit stål
- 7 x 7 mm udstansning, 3 mm holder
- Til indsats AK 12

EAN: 4002511860995 / Materiale nummer: 03981970 /  
Gammelt materiale nummer: 69745002D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategori</b>	
Låg	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	210
Udvendigt mål, nettodybde i mm	210
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	30
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	0,29