


A 16
Låg
til fiksering af sarte servicedele.



- 1 mm trådflet, 5 mm maskebredde, 4 mm rammer hele vejen rundt

EAN: 4002511860971 / Materiale nummer: 03981990 /
Gammelt materiale nummer: 69745004D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Låg	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	19
Udvendigt mål, nettobredde i mm	230
Udvendigt mål, nettodybde i mm	215
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	40
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	250
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	255
Nettovægt i kg	0,15
Bruttovægt i kg	0,30