

E 442
Hylster
til optimal rengøring af MIC-instrumenter.



- Eget til MIC-instrumenter med Ø 4-8 mm, kan skrues
- Længde 121 mm mm, Ø 6 mm mm
- Hætte, åbning Ø 6 mm
- Fastgørelsesspændebånd (delnr. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Materiale nummer: 04203830 /
Gammelt materiale nummer: 69744201D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hylster	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	121
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	6
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,03