

E 451

Siskål

til optimal anbringelse af diverse instrumenter.



- Sikurv med låg til små dele
- Trådflet: 1 mm bund, 0,8 mm sider, 1 mm låg
- Maskebredde: 3 mm bund, 1,7 mm sider, 3 mm låg

EAN: 4002511908154 / Materiale nummer: 04203910 /
Gammelt materiale nummer: 69545101D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	160
Udvendigt mål, nettodybde i mm	240
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	245
Nettovægt i kg	0,79
Bruttovægt i kg	0,85