

E 451

Siskål

til optimal anbringelse af diverse instrumenter.



- Sikurv med låg til små dele
- Trådflet: 1 mm bund, 0,8 mm sider, 1 mm låg
- Maskebredde: 3 mm bund, 1,7 mm sider, 3 mm låg

EAN: 4002511908154 / Materiale nummer: 04203910 /

Gammelt materiale nummer: 69545101D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Sikurve	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	55
Udvendigt mål, nettobredde i mm	160
Udvendigt mål, nettodybde i mm	240
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	245
Nettovægt i kg	0,79
Bruttovægt i kg	0,85